


Anticorps Monoclonal Anti-Msh2 Pour Wb, Elisa - P43246

Numéro d'article: CM0008440



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine MSH2 (protéine de réparation des mésappariements de l'ADN Msh2) pour les applications de western blot (WB) et ELISA. Détecte la protéine MSH2 humaine, murine et de rat à 105 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSH2 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	FCC1 ; COCA1 ; HNPCC ; LCFS2 ; MSH-2 ; hMSH2 ; HNPCC1 ; LYNCH1 ; MMRCS2 ; MSH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4436
GeneID	4436
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine MSH2 (P43246).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43246
Poids moléculaire protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace