


Anticorps Polyclonal Anti-Msh2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Numéro d'article: CM0012954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MSH2 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la réparation des mésappariements de l'ADN, la recherche sur le cancer et les études du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4436
ID de gène	4436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du MSH2 humain (NP_000242.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43246
Poids moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace