


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msh2 (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43246

Numéro d'article: CM0022618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MSH2, validé par KO, adapté pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Détecte les protéines MSH2 humaine et de rat, une protéine clé de la réparation des mésappariements de l'ADN, soutenant la recherche sur le cancer et la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] MSH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; H2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4436
GenelD	4436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine MSH2 humaine (NP_000242.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P43246
Poids Moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace