

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msh4 Pour Wb Et Elisa - O15457

Numéro d'article: CM0025133

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MSH4 pour WB et ELISA, réactif avec l'humain, la souris et le rat. MSH4 est essentiel pour la recombinaison méiotique et la ségrégation des chromosomes, ce qui en fait un outil de recherche clé pour les études sur la méiose et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSH4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Espèce	Humain
ID de gène	4438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 697-936 de MSH4 humain (NP_002431.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O15457
Poids moléculaire	105kDa
Expédition	Sac de glace