

Anticorps Monoclonaux Anti-Msh6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P52701

Numéro d'article: CM0011429



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-MSH6, validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat ; cible la protéine de réparation des mésappariements de l'ADN Msh6 (P52701), idéal pour la recherche sur le cancer et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MSH6 Lapin mAb
Remarques/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRCS3; MSH6
Espèce	Humain
GeneID	2956
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MSH6 humain (NP_000170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52701
Poids Moléculaire	153kDa
Expédition	Sac de glace