

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Msh6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numéro d'article: CM0006364



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MSH6 validé par KO pour la recherche sur la réparation des mésappariements de l'ADN. Applications : WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. ~153 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] mAb de lapin anti-MSH6
Remarques/Pseudonymes	GTBP ; HSAP ; p160 ; GTMBP ; MSH-6 ; HNPCC5 ; LYNCH5 ; MMRC53
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2956
GeneID	2956
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de MSH6 humain (NP_000170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P52701
Poids de la protéine	153 kDa
Expédition	Sac réfrigérant