

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msh6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numéro d'article: CM0021938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MSH6 validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte la protéine MSH6 (protéine de réparation des mésappariements de l'ADN) humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur le système MMR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MSH6
Remarques/Alias	GTBP ; HSAP ; p160 ; GTMBP ; MSH-6 ; HNPCC5 ; LYNCH5 ; MMRC53 ; MSH6
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2956
ID du Gène	2956
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de la protéine MSH6 humaine (NP_000170.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52701
Poids Moléculaire de la Protéine	153 kDa
Expédition	Sac de glace