

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msh6 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numéro d'article: CM0020670



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre MSH6 pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte MSH6 dans les échantillons humains, murins, de rat et de singe. Un outil fiable pour la recherche sur la réparation des mésappariements de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] MSH6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GTBP ; HSAP ; p160 ; GTMBP ; MSH-6 ; HNPCC5 ; LYNCH5 ; MMRC53 ; MSH6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2956
GeneID	2956
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de MSH6 humain (NP_000170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat, MK
SWISS	P52701
Poids Moléculaire Protéique	153 kDa
Expédition	Sac de glace