

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msl1 Pour Wb, Elisa - Q68Dk7

Numéro d'article: CM0020973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MSL1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'acétylation des histones, de la stabilité de la chromatine et des voies de compensation du dosage génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSL1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MSL-1 ; MSL1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	339287
ID du gène	339287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210 à 300 de MSL1 humain (NP_001012241)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q68DK7
Poids moléculaire	67 kDa
Expédition	Poche de glace