


Anticorps Polyclonal Anti-Msmb Pour Wb, Elisa - P08118

Numéro d'article: CM0017569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MSMB validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît la Bêta-microsémipoprotéine humaine, une protéine sécrétée par la prostate ayant un potentiel en tant que biomarqueur du cancer. Convient pour les études d'expression tissulaire et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSMB Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSP ; PSP ; IGBF ; MSPB ; PN44 ; PRP5 ; HPC13 ; PSP57 ; PSP94 ; PSP-94 ; MSMB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4477
GeneID	4477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-114 de MSMB humain (NP_002434.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08118
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace