


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Msmb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08118

Numéro d'article: CM0008600



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la bêta-microséminoprotéine humaine (MSMB), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la MSMB de souris. Idéal pour la recherche sur la prostate et le plasma séminal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	MSMB Lapin mAb
Remarques/Alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Espèce	Humain
ID de Gène	4477
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la MSMB humaine (P08118).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P08118
Poids Protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace