


Anticorps Polyclonal Anti-Msp/Mst1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Numéro d'article: CM0016863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MSP/MST1 humain (protéine semblable au facteur de croissance des hépatocytes), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la stimulation des macrophages et de la régénération hépatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSP/MST1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4485
GeneID	4485
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 200-500 du MSP/MST1 humain (NP_066278.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P26927
Poids moléculaire de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac réfrigérant