

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msra (Pmsr) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Numéro d'article: CM0014420

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MSRA (méthionine sulfoxyde réductase A). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible une enzyme de réparation mitochondriale et cytosolique essentielle pour la protection contre le stress oxydatif. 26 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSRA Rabbit pAb
Remarques / Alias	PMSR ; MSRA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4482
GeneID	4482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-235 de la MSRA humaine (NP_036463.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJ68
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace