

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msra Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Numéro d'article: CM0025386

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la MSRA humaine (PMSR), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif et la réparation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSRA Lapin pAb
Remarques/Alias	PMSR; MSRA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-235 de la MSRA humaine (NP_036463.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJ68
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace