

## Anticorps Polyclonal Anti-Msrb1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Numéro d'article: CM0027858



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MSRB1 (Sélénoprotéine X) humaine. Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la MSRB1 humaine, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le stress oxydatif, la dynamique de l'actine et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | MSRB1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| GeneID (Humain)      | 51734                                                                                                                           |
| GeneID               | 51734                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 94 de la MSRB1 humaine (NP_057416.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS                | Q9NZV6                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 13 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |