

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msrb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3D2

Numéro d'article: CM0026426

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine MSRB2, une méthionine-R-sulfoxyde réductase mitochondriale impliquée dans la protection contre le stress oxydatif. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MSRB2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	22921
ID du gène	22921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-182 de la protéine humaine MSRB2 (NP_036360.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3D2
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace