


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MsrB3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8IXL7

Numéro d'article: CM0026814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MSRB3 (Méthionine-R-sulfoxyde réductase B3) pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le stress oxydatif et la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin MSRB3
Remarques/Alias	DFNB74 ; MSRB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	253827
GeneID	253827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 de MSRB3 humain (NP_001026849.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IXL7
Poids Moléculaire Protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace