


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mst1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13043

Numéro d'article: CM0023708



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MST1 (STK4), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Hippo, de l'apoptose et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MST1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KRS2; MST1; YSK3; STK4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6789
ID de gène	6789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-487 de MST1 humaine (NP_006273.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13043
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace