


Anticorps Polyclonal Anti-Mst1/Stk4 Pour Wb, Elisa - Q13043

Numéro d'article: CM0023659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO reconnaissant le MST1/STK4 humain (KRS2, MST1, YSK3). Confirmé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Pour les études de signalisation Hippo et d'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] MST1/STK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6789
ID de gène	6789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-487 du MST1/STK4 humain (NP_006273.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13043
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace