


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mst1/Stk4 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13043

Numéro d'article: CM0029899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MST1/STK4, validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation Hippo.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MST1/STK4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6789
GeneID	6789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-487 de la protéine MST1/STK4 humaine (NP_006273.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13043
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace