


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Msy2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2T7

Numéro d'article: CM0019814



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MSY2 (protéine 2 se liant à la boîte Y, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines et murines. Détecte la MSY2 endogène à environ 39 kDa. Idéal pour la biologie des cellules germinales et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | MSY2 pAb de lapin                                                                                                       |
| Remarques/alias    | DBPC ; MSY2 ; CSDA3 ; CONTRIN                                                                                           |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                 |
| ID du gène         | 51087                                                                                                                   |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la MSY2 humaine (NP_057066.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée | Humaine, murine                                                                                                         |
| SWISS              | Q9Y2T7                                                                                                                  |
| Poids moléculaire  | 39 kDa                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac réfrigérant                                                                                                         |