

Anticorps Polyclonal Anti-Mt-Atp6 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Numéro d'article: CM0021705



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine MT-ATP6 (sous-unité a de la synthase d'ATP F₀F₁). Utilisable en WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ATP6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATPase6 ; MTATP6 ; ATP6 ; MT-ATP6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4508
ID du gène	4508
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine MT-ATP6 (YP_003024031.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00846
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Pack de glace