

Anticorps Polyclonal Anti-Mt-Atp8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03928

Numéro d'article: CM0019232



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MT-ATP8 (ATPase8), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la fonction de l'ATP synthase mitochondriale et des troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MT-ATP8
Remarques/Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
Espèce	Humain
ID du gène	4509
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 68 de MT-ATP8 humain (YP_003024030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P03928
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac de glace