


Anti-Mt-Co3 Rabbit Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00414

Numéro d'article: CM0022567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MT-CO3 (sous-unité 3 du cytochrome c oxydase), adapté pour WB, IHC-P, ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-CO3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4514
ID de gène	4514
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MT-CO3 humain (YP_003024032.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00414
Poids moléculaire	30kDa
Expédition	Sac de glace