


Anticorps Polyclonal Anti-Mt-Cyb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00156

Numéro d'article: CM0024123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Cytochrome b humain (MT-CYB), un composant du complexe III de la chaîne respiratoire mitochondriale. Convient pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte une bande d'environ 43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-CYB Rabbit pAb
Remarques/Alias	MTCYB; CYTB; MT-CYB
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4519
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de MT-CYB humain (YP_003024038.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00156
Poids moléculaire de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace