


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Cyb Pour Wb Et Elisa - P00158

Numéro d'article: CM0025409



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MT-CYB (Cytochrome b) de souris, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MT-CYB
Remarques/Alias	CYTB ; MT-CYB
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	4519
GenelD	17711
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 3-103 de la MT-CYB de souris (NP_904340.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00158
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace