


Anticorps Monoclonal Lap Anti-Mt-Nd1 (Wb, Elisa) - P03886

Numéro d'article: CM0005204



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le MT-ND1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction du complexe I mitochondrial, poids protéique ~36kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MT-ND1 Lap mAb
Remarques/Alias	MTND1, ND1, MT-ND1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4535
GeneID	4535
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MT-ND1 humain (P03886)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P03886
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace