


Anticorps Polyclonal Anti-Mt-Nd2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Numéro d'article: CM0023453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MT-ND2 (sous-unité 2 de la NADH déshydrogénase), une sous-unité centrale du Complexe I. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTND2; ND2; MT-ND2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4536
ID du gène	4536
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03891
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace