


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd3 Pour Wb - P03897

Numéro d'article: CM0023992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MT-ND3 humain, une sous-unité centrale du complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la fonction mitochondriale et des troubles de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MT-ND3 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTND3; ND3; MT-ND3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4537
GeneID	4537
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-70 du MT-ND3 humain (YP_003024033.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03897
Poids Protéique	13kDa
Expédition	Sac de glace