


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03905

Numéro d'article: CM0024506



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MT-ND4 (sous-unité 4 de la NADH déshydrogénase) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Adapté à la recherche sur le Complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND4 pAb de lapin
Remarques / Alias	MTND4; ND4; MT-ND4
Espèce	Humain
GeneID	4538
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 401 et 459 de la MT-ND4 humaine (YP_002124311.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P03905
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace