

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd4L Pour Wb, If/Icc, Elisa - P03901

Numéro d'article: CM0020069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MT-ND4L humaine (sous-unité 4L de la NADH déshydrogénase mitochondriale). Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du Complexe I et des maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MT-ND4L Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTND4L; ND4L; MT-ND4L
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4539
Identifiant de gène	4539
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 40 et l'extrémité C-terminale de la MT-ND4L humaine (AXQ02532.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P03901
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac isotherme