


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd5 Pour Wb Et Elisa - P03915

Numéro d'article: CM0014111



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité 5 de la NADH déshydrogénase (MT-ND5) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. L'immunogène est dérivé d'un peptide MT-ND5 de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MT-ND5
Remarques/Alias	ND5 ; MT-ND5
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4540
GeneID	17721
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la MT-ND5 de souris (NP_904338.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03915
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace