


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P03915

Numéro d'article: CM0021821



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin réactif contre le MT-ND5 humain, conçu pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Soutient les recherches sur la fonction mitochondriale, l'assemblage du complexe I et les maladies mitochondriales.

En savoir plus

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MT-ND5
Remarques/Synonymes	MTND5 ; ND5 ; MT-ND5
Espèce	Humain
GenelD (humain)	4540
GenelD	4540
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 500 à 600 du MT-ND5 humain (YP_003024036.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P03915
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac réfrigérant