


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd5 Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P03915

Numéro d'article: CM0029054



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MT-ND5 (sous-unité 5 de la NADH déshydrogénase) pour Western blot, immunohistochimie, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND5 Lapin pAb
Remarques/Alias	ND5; MT-ND5
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	4540
ID de gène (Souris)	17721
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-607 de la MT-ND5 de souris (NP_904338.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03915
Poids moléculaire	67kDa
Expédition	Sac de glace