


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mt-Nd6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Numéro d'article: CM0011829



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant la MT-ND6 humaine (sous-unité 6 de la NADH déshydrogénase), adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Détecte une protéine de 19 kDa, essentiel pour la recherche sur le Complexe I mitochondrial et les études de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MTND6; ND6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4541
GeneID	4541
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 134-150 de la MT-ND6 humaine (YP_003024037.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P03923
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant