


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt-Nd6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P03923

Numéro d'article: CM0018801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MT-ND6, une sous-unité du complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MT-ND6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MTND6 ; ND6 ; MT-ND6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4541
GeneID	4541
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 80-174 de la protéine humaine MT-ND6 (YP_003024037.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03923
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace