

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mt2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02795

Numéro d'article: CM0020420



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la MT2A humaine (Métallothionéine-2A), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie des métaux et la détoxification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-MT2A
Remarques/Alias	MT2, MT-2, MT-II, MT2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4502
GeneID	4502
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-61 de la MT2A humaine (NP_005944.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02795
Poids Moléculaire Protéique	6kDa
Expédition	Sac de glace