


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mta1 Pour Wb Et Elisa - Q13330

Numéro d'article: CM0012986



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MTA1 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine MTA1 humaine et murine (~81 kDa), un composant du complexe NuRD et corégulateur transcriptionnel lié à la métastase cancéreuse. Idéal pour les études de biologie du cancer et de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTA1
Espèce cible	Humain
GeneID	9112
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 de la protéine MTA1 humaine (NP_004680.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13330
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sachet de glace