

Anticorps Polyclonal Anti-Mta3 Pour Wb Et Elisa - Q9Btc8

Numéro d'article: CM0024228

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MTA3 humaine. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme et la souris. Cible un composant clé du complexe NuRD impliqué dans le remodelage de la chromatine et l'architecture épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTA3
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	57504
GeneID	57504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 330 de la MTA3 humaine (NP_065795.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BTC8
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace