


Anticorps Monoclonal Anti-Mtap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13126

Numéro d'article: CM0002668



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la MTAP humaine (S-méthyl-5'-thioadénosine phosphorylase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des polyamines et le cancer. PM 31 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTAP mAb de lapin
Remarques / Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4507
ID du gène	4507
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 184 et 283 de la MTAP humaine (Q13126).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13126
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac isotherme