


Anticorps Polyclonal Anti-Mtap Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13126

Numéro d'article: CM0023523



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MTAP (S-méthyl-5'-thioadénosine phosphorylase). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des polyamines et le sauvetage de la méthionine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTAP Lapin pAb
Remarques/Alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espèce	Humain
GeneID	4507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de MTAP humaine (NP_002442.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13126
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac de glace