


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13126

Numéro d'article: CM0017787



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MTAP validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte MTAP chez l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la récupération de la méthionine, du métabolisme des polyamines et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTAP Rabbit pAb
Remarques/alias	BDMF; MSAP; DMSFH; LGMBF; DMSMFH; c86fus; HEL-249; MTAP
Espèce	Humain
GeneID	4507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la MTAP humaine (NP_002442.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13126
Poids moléculaire	31kDa
Expédition	Sac réfrigérant