

Anticorps Polyclonal Anti-Mtch1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj7

Numéro d'article: CM0028515

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la MTCH1 humaine (homologue 1 de transporteur mitochondrial). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'insertion de protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTCH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSAP; PIG60; CGI-64; SLC25A49; MTCH1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23787
GeneID	23787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-250 de la MTCH1 humaine (NP_001258570.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ7
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace