

Anticorps Polyclonal Anti-Mtch2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6C9

Numéro d'article: CM0014617

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la MTCH2 humaine, une insertase de la membrane mitochondriale externe et récepteur de l'apoptose. Validé par KO ; adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains et de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] MTCH2 pAb de lapin
Remarques/Alias	MIMP ; HSPC032 ; SLC25A50 ; H2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	23788
GeneID	23788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 175 de la MTCH2 humaine (NP_055157.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y6C9
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace