

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mtco1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00395

Numéro d'article: CM0007474



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la sous-unité 1 de la cytochrome c oxydase humaine (MTCO1/COX1). Adapté pour Western blot, IHC sur paraffine et ELISA. Pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTCO1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CoxI; COX1; MTCO1
Espèce cible	Humain
ID du gène (Humain)	4512
ID du gène	4512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 479-513 de la MTCO1 humaine (YP_003024028.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	P00395
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace