

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mtco1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00395

Numéro d'article: CM0019510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MTCO1 humain (sous-unité 1 du cytochrome c oxydase), validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales et la bioénergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MTCO1
Remarques/Alias	COI ; MTCO1 ; COX1
Espèce	Humain
GeneID	4512
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 du MTCO1 humain (YP_002124304.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00395
Poids moléculaire protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace