

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mtco2 (Cox2) Pour Wb - P00403

Numéro d'article: CM0006156



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre MTCO2 (COX2), réactif chez l'humain, la souris, le rat. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Cible la sous-unité 2 du cytochrome c oxydase mitochondriale, essentielle pour la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-MTCO2
Remarques/Alias	COX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	17709
GeneID	17709
Immunogène	Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 101-200 de la souris MTCO2 (NP_904331.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00403
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace