

Anticorps Polyclonal Anti-Mtco2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00403

Numéro d'article: CM0017767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre MTCO2 (cytochrome c oxydase sous-unité 2) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé pour souris et rat, protéine de 26 kDa. Adapté à la recherche sur la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTCO2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	COX2; MTCO2
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	4513
GenelD	17709
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 101 et 200 de la MTCO2 de souris (NP_904331.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	P00403
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant