

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mtco2 Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - P00403

Numéro d'article: CM0011500



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le MTCO2 humain (sous-unité 2 du cytochrome c oxydase). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche mitochondriale et les études sur la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MTCO2 Lapin mAb
Remarques/Alias	COII; MTCO2; COX2
Espèce	Humain
ID de Gène	4513
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 128-227 du MTCO2 humain (P00403).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P00403
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace