


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mterfd1 Pour Wb, Elisa - Q96E29

Numéro d'article: CM0025086



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MTERFD1 (mTERF3), validé pour Western blot et ELISA. Réagit de façon croisée avec l'homme et la souris. Adapté aux études sur la transcription mitochondriale, l'assemblage des ribosomes et les complexes respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MTERFD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CGI-12; MTERFD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51001
GeneID	51001
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-300 de la protéine MTERFD1 humaine (NP_057026.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96E29
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace